Resumo de Testes NutriVitta

Responsável: Thiago Leonardo R. de Freitas

Instituição: SENAI / SP - EAD

Santo André / SP 2022

Sumário

1.	Intr	odução	3	
2.	Ob.	jetivo	3	
3.	Cál	Iculos de IMC e Classificação de IMC	3	
4.	Re	sultado de Teste	3	
5.	Des	senhos de Teste	4	
5	5.1	NutriVitta - Calculadoralmc.cs	4	
5	5.2	TesteXnitImc – UnitTest1.cs	5	
6.	6. Ferramentas e Sistemas			

1. Introdução

A finalidade desse relatório de testes é reunir os resultados dos testes efetuados na calculadora de IMC.

2. Objetivo

Descrever e apresentar os resultados dos testes para cálculos de índice de massa corpórea (IMC), contemplando:

- Cálculo de IMC;
- Classificação de IMC.

3. Cálculos de IMC e Classificação de IMC


Verificação se os dados foram inseridos corretamente. O sistema não deve aceitar números negativos, número zero e números elevados fora do comum.

Validar se a função executa os cálculos de forma correta considerando a métrica IMC = peso / (altura x altura). Após o resultado, verificar a faixa e retornar à avaliação final.

Todos os testes foram executados assertivamente, vide tópico 4.

4. Resultado de Teste

Todos os testes foram executados assertivamente:



5. Desenhos de Teste

Os testes unitários e de função foram feitos da seguinte forma:

5.1 NutriVitta - Calculadoralmc.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace NutriVitta
    public static class CalculadoraImc
        public static string ClassificacaoIMC(double peso, double altura)
            if (peso <= 0 || altura <= 0)</pre>
                return "Peso e/ou altura não podem ser negativos ou ter
valor igual a zero.";
            double imc = peso / (altura * altura);
            string classificacao = "";
            if (imc < 18.5)
                classificacao = "Abaixo do peso";
            else if (imc < 25)
                classificacao = "Peso normal";
            else if (imc < 30)
                classificacao = "Sobrepeso";
            else if (imc < 35)
                classificacao = "Obesidade grau I";
            else if (imc < 40)
                classificacao = "Obesidade grau II";
            else if (imc >= 40)
                classificacao = "Obesidade grau III";
            return $"IMC: {imc:0.00} kg/m²\n{classificacao}";
        }
    }
}
```

5.2 TesteXnitImc – UnitTest1.cs

```
using NutriVitta;
using System;
using Xunit;
namespace TestXUnitImc
     public class UnitTest1
           [Fact]
           public void CalcularIMC()
                //Arrange
                double peso = 0;
                double altura = 0;
                string resultadoEsperado = "Peso e/ou altura não podem ser
negativos ou ter valor igual a zero.";
                //Act
                var resultadoObtido = CalculadoraImc.ClassificacaoIMC(peso,
altura);
                //Assert
                Assert.Equal(resultadoEsperado, resultadoObtido);
           }
           [Theory]
           [InlineData(-50, -1.75, "Peso e/ou altura não podem ser negativos ou
ter valor iqual a zero.")]
           [InlineData(0, 0, "Peso e/ou altura não podem ser negativos ou ter
valor igual a zero.")]
          [InlineData(40, 1.60, "IMC: 15,63 kg/m²\nAbaixo do peso")]
[InlineData(70, 1.75, "IMC: 22,86 kg/m²\nPeso normal")]
[InlineData(74, 1.71, "IMC: 25,31 kg/m²\nSobrepeso")]
[InlineData(60, 1.40, "IMC: 30,61 kg/m²\nObesidade grau I")]
[InlineData(90, 1.60, "IMC: 35,16 kg/m²\nObesidade grau II")]
[InlineData(140, 1.80, "IMC: 43,21 kg/m²\nObesidade grau III")]
           public void CalcularImcLista(double peso, double altura, string
resultadoEsperado)
                var resultadoObtido = CalculadoraImc.ClassificacaoIMC(peso,
altura);
                Assert.Equal(resultadoEsperado, resultadoObtido);
           }
     }
}
```

6. Ferramentas e Sistemas

Serão empregadas as seguintes ferramentas:

Sistema Operacional	Windows 10
Planejamento	Microsoft
Desenho e execução	Visual Studio
	xUnit